


Fragment XP 基因片段合成


快速 | 高效 | 高性价比

泓迅科技为全球研究人员和生物技术专家提供定制化基因片段合成服务。我们的Fragment XP基因片段合成长度125-3000 bp, 普通、复杂序列合成轻松解决, 最快2天发货! Fragment XP基因片段为您省时、省力、省预算, 满足在基因工程、基因编辑、蛋白表达与功能研究、抗体药物筛选、疫苗研究等领域的应用需求。

服务优势 Service Advantages



服务流程 Service Process



Service Details

服务详情

发货形式

- 冻干PCR产物
- COA文件

	Fragment XP	Fragment XPC
基因长度	125 bp – 1800 bp	200 bp – 3000 bp
规格	250-1000 µg	250-1000 µg
类型	非复杂序列	非复杂序列/复杂序列
周期	3-4天	≥6天
交付率	100%	100%
价格	咨询	咨询

*复杂序列:序列含有发夹结构、重复序列、高GC含量大于70%或低GC含量小于30%等,具体请咨询:support@synbio-tech.com。

泓迅案例


我们合成了52个DNA片段,GC含量20%-80%,长度在435-1128 bp。实验后进项克隆挑选,有48个基因片段实验后挑取3克隆可获得正确克隆;有4个基因片段实验后挑取6个克隆可获得正确克隆。根据实验数据统计,我们合成的基因片段克隆正确率超90%。



苏州泓迅生物科技股份有限公司

服务热线:4000-973-630 引物合成订购咨询:order@synbio-tech.com
传 真:0512-62600337 基因合成|项目咨询:support@synbio-tech.com
泓迅官网:www.synbio-tech.com.cn
公司地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C20栋

泓迅官网



泓迅微信

